



TEXEL

ALTA FRECUENCIA

ALTA FRECUENCIA

Manual del Usuario



TABLA DE CONTENIDOS

1.0	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	3
2.0	IMPORTANTE PARA EL USUARIO	4
3.0	SIMBOLOGÍA	4
4.0	INTRODUCCIÓN.....	5
5.0	APLICACIÓN.....	5
6.0	INDICACIONES.....	6
7.0	MODO DE EMPLEO	7
8.0	TIPOS DE ELECTRODOS	8
	Electrodo Cebolla Grande o Cebolla Chica	8
	Electrodo Pagoda.....	8
	Electrodo Peine.....	8
9.0	APLICACIONES EN GABINETE	9
10.0	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	10
	ADVERTENCIA	11
11.0	SERVICIO TÉCNICO	12
12.0	LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO	12
13.0	CONDICIONES DE GARANTÍA	13

1.0 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Eléctricas:

- Aparato Clase I.
- Alimentación: 220 VCA 50/60 Hz.
- Consumo promedio: 30 VA

Controles:

- Control de Intensidad.

Dimensiones (Aprox.):

- Ancho: 21 cm.
- Alto: 10 cm.
- Profundidad: 18 cm.
- Peso: 1,2 Kg.

Accesorios:

- 1 Electrodo Cebolla.
- 1 Electrodo Peine.
- 1 Electrodo Pagoda.

2.0 IMPORTANTE PARA EL USUARIO

Los aparatos de la Clase I, poseen fichas de 3 espigas planas con toma de tierra, para aumentar su seguridad. **NO LAS ELIMINE** colocando un adaptador o reemplazando la ficha por otra de dos espigas.

3.0 SIMBOLOGÍA

				
TIPO I - CLASE B	ATENCION Consulte Documentación	CORRIENTE ALTERNA	CONEXION A TIERRA	FUSIBLE

4.0 INTRODUCCIÓN

ALTA FRECUENCIA es un equipo que comenzó a utilizarse en cosmetología hace aproximadamente 50 años. La Alta Frecuencia es una cadena alternada de frecuencia elevada superior a 100.000Hz. Estas cadenas eléctricas son constituidas por oscilaciones sucesivas que intercambian de sentido constantemente, con tal rapidez que llegan a 100.000 veces por segundo. Al alcanzar 100.000Hz la cadena no produce contracción muscular hay entonces una producción de calor. La descarga eléctrica en el aire entre el electrodo y la paciente transforma el oxígeno ambiental en ozono, que por ser muy inestable reacciona con diferentes compuestos, que se oxida y garantiza la asepsia del área que fue aplicada.

5.0 APLICACIÓN

Lo más importante es saber que ALTA FRECUENCIA debe utilizarse con la piel totalmente seca sin que tenga ningún elemento como cremas, lociones o productos que puedan potencial izar indebidamente las intensidades.

La cantidad sesiones depende del tipo de tratamiento adoptado, en general se indica una serie de por lo menos diez sesiones.

El tiempo de la aplicación es variable, en general de 1 a 10 minutos

6.0 INDICACIONES

Los efectos térmicos de este equipo dejan sobre la piel cierta energía en forma de calor que aumenta la temperatura, si bien no es muy elevado, es suficiente como para lograr desencadenar un estímulo en la circulación periférica aumentando la vaso dilatación y la oxigenación celular.

Las cadenas de la ALTA FRECUENCIA actúan en la epidermis y tienen innumerables indicaciones, siendo utilizadas como coadyuvantes en tratamientos faciales, corporales y capilares como limpieza facial, lifting e hidratación.

La ALTA FRECUENCIA es un complemento importante pero no puede ser el único. Las principales funciones son activar la micro circulación periférica de la piel desvitalizada.

Cauterizar pústulas y evitar la proliferación de bacterias y hongos en tratamientos de acné y cuero cabelludo, mejora la oxigenación celular y acelera la cicatrización superficial.

7.0 MODO DE EMPLEO

Introducir en la boquilla del mango el electrodo seleccionado para el tratamiento.

Se enchufará el cable conductor en el contacto de la corriente eléctrica. Una vez ajustada, la potencia (girando la perilla a la derecha) se puede dar comienzo al tratamiento, tocando con el electrodo la parte el cuerpo que se desea someter al tratamiento. Para terminar, se correrá el regulador nuevamente a la izquierda después de levantado el electrodo de la parte sometida al tratamiento.

Para evitar deterioros del aparato, es del todo indispensable ajustarlo antes de comenzar el tratamiento, a la tensión o voltaje.

Como cada vez que se aplica o se retira el electrodo, saltan chispas, y esto es desagradable para enfermos asustadizos, aunque no produce dolor alguno, ni es peligroso, se recomienda no poner en marcha el aparato hasta que el electrodo esté sobre la piel y desconectar antes de retirar el electrodo.

Sin embargo en algunas enfermedades, como por ejemplo herpes, erupciones cutáneas, etc. Es preferible mantener los electrodos a corta distancia de la piel, para aprovechar en este caso la rápida acción curativa y bactericida de la chispa.

Para lograr un efecto en extremo energético y activo, conviene aplicar el electrodo de masajes.

8.0 TIPOS DE ELECTRODOS

El uso del equipo depende del electrodo que utilizamos, el aparato viene provistos de 3 electrodos todos ellos para diferentes funciones.

Ejemplos:

Electrodo Cebolla Grande o Cebolla Chica

Se apoya sobre la zona a tratar y se sube la intensidad de acuerdo al umbral sensitivo de cada paciente, luego se efectúa un micro masaje.

Electrodo Pagoda

Se utiliza alrededor de pústulas, espinillas o acné, para su ablandamiento. La forma de utilizar dicho elemento es apoyar el electrodo y levantar sucesivamente hasta conseguir su ablandamiento para su extracción, luego se colocan sobre la zona gasa para pasar en forma plana el mismo electrodo, de esa forma actúa como bactericida.

Electrodo Peine

Se utiliza en tratamiento capilar se trabaja en todo el cuero cabelludo, en forma de zigzag durante unos minutos.

9.0 APLICACIONES EN GABINETE

Flujo: Los electrodos son colocados en contacto con la piel, en pasadas lentas y regulares, deslizándolo suavemente. La aplicación dura aproximadamente 10 minutos. La piel debe estar bien seca para el total aprovechamiento del ozono.

Directo: Posee efectos térmicos, estimulante, antiséptico, cauterizante y bactericida. Esta forma de aplicación esta indicada para pieles atróficas, desvitalizadas, acnéicas y con seborrea, el electrodo se mantiene distante algunos milímetros de la piel.

Indirecto: Esta forma de aplicación tiene efecto sedante, descongestivo y bactericida sobre la piel, siendo indicado en el tratamiento facial de pieles congestionadas, puede ser utilizada después de la depilación o para sedar la irritación producida en los tratamientos capilares (seborrea, caspa, caída del cabello). En este tipo de aplicación se utilizan electrodos planos, que son pasados lentamente, en contacto constante con la piel.

Fulguración: Se utiliza el electrodo fulgurador o Pagoda que tiene acción hemostática y que auxilia en la cicatrización y cauterización de pústulas.

10.0 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Para la producción de la corriente de alta frecuencia eran hasta ahora necesario grandes aparatos, por eso era general el deseo de producir un pequeño aparato que permitiese a cualquiera la práctica del tratamiento con las citadas corrientes. El aparato responde a este fin y realiza perfectamente su cometido. Contiene todos los accesorios y partes como los que proveen los grandes aparatos de alta frecuencia con la diferencia de que éste está construido en forma que responda al objeto a que se le destina. Se le puede enchufar en cualquier instalación de luz eléctrica mediante un contacto sencillo.

El aparato posee una cajita cerrada de material prensado. El mango también está hecho de sustancias aisladoras que se ajustan a las prescripciones de las asociaciones electrónicas y las fábricas de electricidad. Todos los elementos garantizan la perfección técnica. Se ha tomado toda precaución de que jamás lleguen a tener contacto directo con la corriente de la red eléctrica ni el tratado ni quien ejerce el tratamiento. Presenta frente a otros aparatos análogos la ventaja de disponer de una escala, lo que permite una graduación muy extensa de la fuerza eléctrica empleada. El mango es mucho más ligero y más fácil de manejar que en otros aparatos, y solo es preciso enchufar en él, el electrodo que se desee para que el aparato esté ya listo para el tratamiento de las diversas partes del cuerpo, o para irradiaciones especiales. Para graduar aun mejor la intensidad de los rayos se utilizan rellenos especiales con gas que permiten obtener rayos más blandos o más duros.

Actualmente el presente aparato se fabrica totalmente integrado y transitórizado; lo que permite defenderlo de influencias o perturbaciones radioeléctricas, como así también no acoplarse e interferir a éstos con la ventaja ante los anteriores modelos, de poseer mayor energía, silencioso, más productivo, dado que se puede usar indefinidamente sin llegar a recalentarse, lo que permite aplicarlo en todo tratamiento prolongado, como ser en los masajes de modelación corporal.

Puesto que la acción curativa de estos aparatos depende de la intensidad de la energía de alta frecuencia que proporcionen, no se les puede juzgar por la magnitud de las chispas, sino teniendo en cuenta el potencial de la corriente de alta frecuencia emitida. Si se quiere tener una idea acerca de este potencial, sumérjase un electrodo en un vaso con agua, se coloca un termómetro y después de algún tiempo se podrá notar un aumento de la temperatura del agua. Por las calorías emitidas se puede calcular el rendimiento del aparato.

ADVERTENCIA

Aunque la construcción del aparato, le hace estar libre de un contacto con la tierra, hay que evitar la práctica del tratamiento de alta frecuencia en el baño, o cuando el cuerpo se halle en contacto directo con la tierra. La formación de chispas impida también el uso de irradiaciones en la proximidad de líquidos inflamables.

11.0 SERVICIO TÉCNICO

El equipo debe ser reparado exclusivamente por TEXEL o un servicio autorizado expresamente para tal fin. En caso de requerirlo, contacte a su proveedor o directamente a TEXEL indicando modelo y nº de serie del equipo.

NO HAY PARTES QUE PUEDAN SER REPARADAS POR USUARIO EN EL INTERIOR DEL EQUIPO

12.0 LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO

La limpieza tanto del gabinete como la de los accesorios puede efectuarse con un trapo húmedo con detergente neutro.

La desinfección se puede efectuar con alcohol isopropílico o similar. En caso de requerir desinfección más profunda se puede efectuar con óxido etileno a un máximo de 45 grados centígrados.

El equipo no requiere mantenimiento alguno. Los parámetros del equipo están verificados en el control final de fabricación. Si el usuario lo requiere se puede efectuar un control periódico en fábrica.

No se puede esterilizar en autoclaves de vapor.

13.0 CONDICIONES DE GARANTÍA

El equipo fabricado por TEXEL, tiene cobertura de garantía por el término de 2 (dos) años.

La garantía sólo se aplica cuando un equipo nuevo se adquiere a TEXEL, a un distribuidor o representante autorizado.

Se garantiza al comprador el correcto funcionamiento del equipo desde la fecha de venta, confirmada fehacientemente por el distribuidor, representante o directamente de fábrica.

La cobertura se aplica sobre las partes defectuosas del equipo, reemplazándose por piezas originales y siempre que no sean atribuibles a defectos de mal uso o aplicaciones incorrectas.

La garantía no cubre cables, cortados por mal uso.

La garantía no es aplicable si el equipo ha sido alterado, golpeado, sometido a usos o esfuerzos inadecuados, ha sido objeto de reparación no autorizada, o fue conectado a una instalación eléctrica defectuosa, incluyéndose aquí las variaciones de tensión de la red fuera de la tolerancias, así como voltajes erróneos cualquiera sea la naturaleza del mismo.

Para cualquier suceso referido a garantía del equipo diríjase al fabricante, revendedor o servicio técnico autorizado.